

双效舒锌护臀膏

护肤 | FM-SC-2025013

配方特色

本护臀膏以高纯度凡士林与活性氧化锌为核心，凡士林有效隔离刺激，氧化锌专注舒缓修护。两者协同，形成“隔离+修护”双重保障，全天候守护宝宝娇嫩臀肌，预防和缓解红痒不适。

福美产品

- ◆ Cerapharm® PJ1015：精选药品级凡士林，在肌肤表面形成透气保护膜，长效隔离刺激物（如尿液、粪便），减少肌肤摩擦与接触，同时锁水保湿，为肌肤修复创造理想环境。
- 🐝 Cerafumei® 蜂蜡2002L：作为天然乳化剂，稳定配方结构，改善膏体粘稠度。

相	商品名称	中文名称	配比%	功效
A	Cerapharm® PJ1015 ¹	矿脂	8.00	润肤剂
	Cerafumei® 蜂蜡 2002L ¹	蜂蜡	5.00	乳化剂
	POLYSYLANE LITE ²	氢化聚异丁烯	13.00	润肤剂
	ISOLAN® GI 34 ³	聚甘油-4 异硬脂酸酯	2.50	乳化剂
	YIMOLI CALA-MM ⁴	炉甘石 (和) 肉豆蔻酸镁	2.00	皮肤调理剂
	Zano 20 Plus ⁵	氧化锌 (和) 三乙氧基辛基硅烷	10.00	润肤剂
B	去离子水	水	50.30	溶剂
	甘油	甘油	8.00	润肤剂
	七水硫酸镁	硫酸镁	0.70	乳化稳定剂
C	1, 2-己二醇	1, 2-己二醇	0.10	防腐剂
	对羟基苯乙酮	对羟基苯乙酮	0.10	防腐剂
	1, 3-丁二醇	丁二醇	0.30	防腐剂

供应商: 1: Fumei 2: Nisshin OilliO 3: Evonik 4: Wisence Powder 5: EverCare

工艺:

- 将A相所有原料依次投入主罐中，分散搅拌均匀，加热至70-75°C，均质10分钟；
- 将B相所有原料依次投入水相罐中，加热至70-75°C，直至完全熔化成均一相；
- 将B相缓慢倒入A相中，均质10分钟；
- 降温至45°C，加入C相，均质2分钟；
- 搅拌降温至40°C。

技术参数:

外观：粉红色膏霜

稳定性:

分别在 -18°C、5°C、25°C、45°C 和 50°C 放置一个月，产品外观、颜色、气味未出现变化。
高低温循环: 3周期



声明:

本文件中的描述性内容、设计、数据以及信息都秉持诚实信用提供并认为是准确的，对于用途或应用的建议仅供您参考。我们不对其完整性或准确性做任何陈述或保证。我们的客户有责任确定这些产品是否适合自己的特定用途。我们不对所述产品或设计、数据或信息进行任何明示或暗示的保证，包括对产品适销性或某一特定用途的保证或所有产品、设计、数据或信息的使用没有违反知识产权的保证。未经专利所有人的许可，此处包含的任何内容不得被视为许可、推荐或诱导实施任何专利发明。